

ANALYSEUR DE CO
DANS L'AIR EXPIRÉ



RETROUVEZ
VOTRE SOUFFLE

TABATABA^{v2}[®]

**MESURE DE CO
DANS L'AIR EXPIRÉ :**

- ▶ Aide au sevrage tabagique
- ▶ Témoins lumineux du niveau d'intoxication
- ▶ Résultat instantané en PPM, % HbCo et % HbCo fœtal

CE
0459



Ecran LCD
Résultat instantané
en PPM*, en % HbCo*
et % HbCo foetal*



Piégeur jetable
avec valve anti-retour
et embout buccal
à usage unique

**FUMER TUE...
NE RIEN FAIRE
AUSSI !**

Ayez le réflexe d'avoir votre «**calculette à CO**» à portée de main ! Le **TABATABA v2®** permet de tester rapidement et efficacement le taux de CO expiré du tabagisme actif et passif.

Témoin lumineux
du niveau d'intoxication au CO allant
du vert au rouge

VOTRE NOUVEL ALLIÉ CONTRE LE TABAGISME ACTIF ET PASSIF

Simple, fiable, reproductible, le **TABATABA v2®** est un appareil de mesure destiné aux professionnels de la santé (médecins tabacologues, santé au travail, associations, maternités, pneumologues, pharmacies...) fabriqué par France International Medical, leader dans le domaine du dépistage.

Il mesure le taux de CO dans l'air expiré et permet d'assurer un suivi dans le cadre d'un sevrage tabagique. Largement adopté par de nombreux médecins, il est aussi un merveilleux instrument pédagogique, son pouvoir sensibilisant à l'arrêt du tabagisme est incontestable.

Le **TABATABA v2®** trouve également sa place lors d'événements publics comme la Journée mondiale sans Tabac ou d'autres manifestations.

*PPM parties par million
% HbCO : pourcentage de CO piégé dans l'hémoglobine
%HbCOf : pourcentage de CO piégé dans l'hémoglobine du fœtus

TABATABAv2®

LES +

- ▶ Simplicité d'utilisation
- ▶ Sensibilisation à l'arrêt du tabagisme actif et passif
- ▶ Suivi d'un sevrage en cours
- ▶ Aide à la motivation
- ▶ Faible interférence à l'hydrogène, H2S, SO2, NO2
- ▶ Faible encombrement des pipettes, piègeurs.
- ▶ Connaissances techniques non nécessaires.

ETAPE 1



Inspirer

ETAPE 2



Bloquer sa respiration

ETAPE 3



Mettre la pipette en bouche
et expirer lentement et
complètement

ETAPE 4



Patienter 15 secondes,
le résultat s'affiche



VOTRE DISTRIBUTEUR

37%
des adolescents de
11 à 15 ans fumeurs
estiment ne pas
pouvoir se passer de
cigarettes.
chiffre du baromètre 2008
« les jeunes et le tabac » de la
fédération française de cardiologie

17,8%
des femmes
enceintes fument
toujours au 3^{ème}
trimestre de
grossesse
(source INPES)

**1 cigarette
en moins**
équivalent à 11 minutes
de vie supplémentaire



ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- ▶ Non vendus avec l'appareil :
 - Pipettes à usage unique (boîte de 250)
 - Piégeurs à usage unique (boîte de 250)
- ▶ 2 piles incluses

**1
AN**
GARANTIE
TABATABA®



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459